




Nuance Audio Remote Plus



Puesta en marcha guiada de Remote Plus

Flujo de configuración


El Remote Plus se utiliza para activar y configurar tus gafas. Te guía durante la configuración inicial, te permite elegir el idioma y te ayuda a realizar una calibración personal rápida para que todo se adapte perfectamente a ti.





Puesta en marcha guiada de Remote Plus


Flujo de configuración






Interfaz de usuario de Remote Plus

Emparejamiento y configuración de la montura



Emparejamiento
Retira la lengüeta de la batería del mando antes de continuar. Cuando las gafas estén encendidas, mantén pulsado el botón de volumen "+" o "-" en la montura hasta que el led azul parpadee. Luego, **pulsa el botón lateral** y mantenlo presionado durante 8 segundos.




Restablecimiento de fábrica
Pulsa el botón superior y el botón lateral. Mantén ambos pulsados durante 8 segundos.




Interfaz de usuario de Remote Plus


Emparejamiento y configuración de la montura



Acceder al modo de configuración
Mantén pulsados ambos (+) y (-) durante 2 segundos.



OK
Pulsa el botón superior




Salir de la configuración
Pulsa el botón lateral y mantenlo pulsado durante 2 segundos.




Interfaz de usuario de Remote Plus

Configuración de la montura



Siguiente idioma
Pulsar (+)




Idioma anterior
Pulsar (-)




Interfaz Remote Plus

Audición



Subir volumen
Pulsa (+)




Bajar volumen
Pulsa (-)




Interfaz de usuario de Remote Plus

Audición



**Cambiar la
modalidad de
audio**
Pulsa el botón
superior




**Ciclo de preajuste
siguiente**
Pulsa el botón lateral
y mantenlo pulsado
durante 1 segundo.




Interfaz de usuario de Remote Plus

Llama



Responder llamada
Pulsa el botón superior



Finalizar llamada
Pulsa el botón superior



¿Necesitas más ayuda?

Mira el vídeo para aprender a usar Remote Plus



Sigue este enlace para obtener las instrucciones de uso más actualizadas.

[↗ Ver instrucciones de uso](#)