

Telefonanrufe Verwaltung



Verwaltung von Telefonanrufen

Mit Nuance Audio Plus können Sie Telefonate und App-basierte Anrufe direkt über Ihre Brille führen, ohne das Telefon in der Hand zu halten.

Unterstützte Anrufe umfassen normale Mobilfunkgespräche sowie VoIP-Apps wie WhatsApp, Telegram und FaceTime.

Telefonanrufe sind derzeit nur für Apple iPhones verfügbar.






Schritt 1 – iOS-Einrichtung (erforderlich)


Um Telefonanrufe auf dem iPhone einzurichten (pt. 1)



Koppeln Sie Ihr Nuance Audio Plus mit der App.



Öffnen Sie die Einstellungen




Gehen Sie zu **Bedienungshilfen > Hörgeräte**




Schritt 1 – iOS-Einrichtung (erforderlich)


Um Telefonanrufe auf dem iPhone einzurichten (pt.2 2)



Wählen Sie **Nuance Audio** als Ihr MFi-Hörgerät.



Tippen Sie auf das Dialogfeld und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.




Gehen Sie zur App zurück und tippen Sie auf „**Fertig**“.




Schritt 2 - Anrufe entgegennehmen und verwalten

Sie können Anrufe entweder über Ihr iPhone oder direkt über die Brille verwalten.



Option A - Über Ihr iPhone

Beantworten oder beenden Sie Anrufe direkt über den Bildschirm.



Option B – Über die Brille (freihändig)

Aktivieren Sie zuerst die Shortcuts:
Gehen Sie zu **Menü >**

Einstellungen > Shortcuts >
Aktivieren Sie „**Doppeltippen**“

Dann:

- Tippe doppelt auf den rechten Bügel um einen Anruf anzunehmen
- Doppeltippen Sie, um den Anruf zu beenden



Zusätzliche Informationen

Die Brille kann mit bis zu 5 Telefonen gekoppelt werden.

Nur **1 Telefon kann gleichzeitig** aktiv verbunden sein.



Für die aktuellsten Gebrauchsanweisungen
folgen Sie bitte diesem Link.

[↗ Anleitung anzeigen](#)