

Che cosa sono i Nuance Audio™ Plus?

I Nuance Audio™ Plus non si limitano ad amplificare il suono e sono un vero e proprio dispositivo medico. Si tratta di montature dotate di una tecnologia innovativa che integra alla perfezione un dispositivo acustico a conduzione aerea (Dispositivo Medico di Classe IIa, vendibile senza bisogno di prescrizione medica), progettato per amplificare il suono per utenti adulti (dai 18 anni in su) con una perdita dell'udito percepita da lieve a moderata. I Nuance Audio™ Plus possono essere abbinati a lenti graduate, se necessario, per rispondere alle esigenze di chi necessita anche di una correzione visiva.

I Nuance Audio™ Plus possono essere indossati tutto il giorno e sono facilmente configurabili tramite l'App, per adattarsi a qualsiasi situazione, dalle riunioni di lavoro ai momenti in famiglia.

I Nuance Audio™ Plus sono caratterizzati da:

Discreta tecnologia open-ear
Design comodo ed elegante
Facilità d'uso e design tipico da occhiali da vista
Supporto per vista e udito in un'unica soluzione (opzionale)

Perché i Nuance Audio™ Plus sono la soluzione giusta per la mia perdita uditiva?

I Nuance Audio™ Plus sono ideali per chi soffre di una perdita uditiva moderata o per chi ha difficoltà di comprensione del parlato in situazioni di rumore.

I Nuance Audio™ Plus sono la soluzione giusta per te se:

- Desideri aumentare le tue interazioni sociali e vuoi trovare un modo per migliorare la tua comunicazione con parenti e amici
- Cerchi una soluzione in grado di migliorare la qualità della vita, l'esperienza sensoriale e il benessere generale
- Tieni allo stile e preferisci prodotti in linea con i tuoi gusti, in grado di farti sentire a tuo agio

I Nuance Audio™ Plus sono indicati nel caso di perdita uditiva da lieve a moderata e garantiscono invisibilità, semplicità e comfort con il miglior rapporto qualità-prezzo.

I Nuance Audio™ Plus aiutano a sentire meglio, amplificando il suono e rendendo più chiare le parole di chi ti parla davanti. Grazie a un sistema di microfoni innovativo e alla rivoluzionaria tecnologia di amplificazione direzionale, questi occhiali indirizzano il suono nella direzione in cui stai guardando. In questo modo, il suono viene amplificato nell'area mirata, riducendo al minimo i rumori ambientali.

Ciò consente di amplificare al massimo la voce della persona che ti sta di fronte, aiutando significativamente chi soffre di perdita uditiva da lieve a moderata a comprendere il parlato in ambienti rumorosi. La nostra tecnologia di amplificazione direzionale avanzata, insieme all'audio open ear e al suono naturale, ti consente di cogliere senza sforzo i suoni che potrebbero sfuggirti, soprattutto in ambienti rumorosi. I Nuance Audio™ Plus sono una soluzione comoda dal buon rapporto qualità-prezzo, che assicura una qualità del suono elevata.

Posso trarre vantaggio dai Nuance Audio™ Plus anche se ho un udito normale e non voglio effettuare un test dell'udito?

I Nuance Audio™ Plus presentano molte differenze rispetto ai tradizionali dispositivi acustici:

Stile: i Nuance Audio™ Plus si affidano alle competenze di ricerca e sviluppo, alla maestria artigianale e all'esperienza nel design di EssilorLuxottica. Ecco perché la tecnologia di Nuance Audio™ Plus si integra perfettamente in una montatura di tendenza.

Comfort: le persone che utilizzano dispositivi acustici tradizionali tendono a lamentarsi del fastidio provato nel condotto uditivo. I Nuance Audio™ Plus offrono vantaggi visivi e uditivi in un unico prodotto. Grazie alla tecnologia open-ear, il disagio provato nel condotto uditivo comunemente associato ai tradizionali dispositivi sarà solo un ricordo.

Direzionalità: l'ascoltatore può concentrarsi sul suo interlocutore diretto grazie alla modalità audio "Frontale". Per i momenti in cui vorresti vivere l'ambiente circostante senza concentrarti su chi hai davanti, i Nuance Audio™ Plus offrono anche la "Modalità 360", che amplifica i suoni in base al profilo selezionato (preimpostato) senza utilizzare l'algoritmo direzionale.

Semplicità: non è richiesto nessun adattamento o configurazione. È possibile regolare le impostazioni dei Nuance Audio™ Plus direttamente dalla Nuance Audio™ App, in modo semplice e rapido. Gli occhiali Nuance Audio™ Plus sono molto facili da usare e non richiedono agli utenti di essere esperti in tecnologia. È possibile configurare facilmente i Nuance Audio™ Plus tramite la Nuance Audio™ App scegliendo (i) il programma preimpostato (quattro opzioni disponibili) che più si adatta al proprio profilo. Inoltre, è possibile personalizzare ulteriormente l'dispositivo regolando (ii) il volume, (iii) il rumore di sottofondo e (iv) la "modalità audio". Queste quattro impostazioni sono disponibili sulla homepage della Nuance Audio™ App.

Accessibilità: a differenza dei tradizionali dispositivi acustici, i Nuance Audio™ Plus possono essere acquistati direttamente in [negozi](#). Non sono quindi richiesti test dell'udito o certificazioni.

I Nuance Audio™ Plus sfruttano la conduzione ossea?

No, gli occhiali non sfruttano la conduzione ossea, bensì la conduzione aerea. Si servono di altoparlanti integrati nella montatura, vicino alle orecchie.

Le persone vicino a me possono sentire l'audio amplificato?

Chi ti sta vicino (a una distanza non troppo ravvicinata) non dovrebbe sentire né essere disturbato dai suoni amplificati.